

Doyen RF90

Hochalkalischer Reiniger

Anwendung/ Dosierung

- > **Doyen RF90** ist nur für den professionellen Gebrauch
- > Einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle

Dosierung: 1,0 – 5,0 ml / l

- > Die Dosierung erfolgt automatisch
- > Anwendung nur durch Fachpersonal

Produkteigenschaften

- > Reinigt intensiv
- > Löst hartnäckige Verschmutzungen
- > Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel

Einsatzbereich

- > Besonders für Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet

Wichtige Hinweise

- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- > Behälter, Leitungen und Dosiergeräte sind vor einem Produktwechsel mit Wasser zu spülen
- > Die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers ist zu beachten

Kennzeichnung: CE MD

Doyen RF90 erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Doyen RF90

Hochalkalischer Reiniger

Technische Daten

- > Farbe farblose Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,3 g/ml
- > pH-Wert 14
- > Lagerfähigkeit..... Siehe Aufdruck auf dem Etikett
- > Lagerbedingungen.... Zwischen -10 und 30°C

Inhaltsstoffe

- Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
5 – 15 % Phosphonate
- > Chlor: nein
 - > Phosphat: nein
 - > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Kanister 5 l
Art.-Nr.: 2000472



Kanister 12 kg
Art.-Nr.: 2001483

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

